


Pirmās izvēles HIV infekcijas skrīninga risinājums

HIV diagnostika

ASV CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) iesaka veikt sākotnējo skrīningu gan ar 4., gan 3. paaudzes HIV testiem. Orientējoši laiks starp HIV inficēšanās brīdi un iespējamību konstatēt HIV p24 antigēnu ir no 14 līdz 20 dienas, kam seko IgM (17 līdz 25 dienas pēc inficēšanās) un IgG (28 līdz 48 dienas pēc inficēšanās).



3. paaudzes HIV tests tiek pielietots HIV-1 un HIV-2 antivielu IgG un IgM noteikšanai.

Salīdzinoši neseno ASV Pārtikas un Zāļu administrācija (FDA) ir apstiprinājusi 4. paaudzes HIV testus, kuri papildus IgG un IgM antivielām nosaka p24 antigēnu, kas ļauj diagnosticēt HIV infekciju jau 14 dienu laikā pēc inficēšanās.



Dažāda veida paraugu izmantošana

KANDIMED TESTI UN MEDICĪNAS IERĪCES HIV DIAGNOSTIKAI

Kandimed piedāvā plašu diagnostikas testu klāstu, kas palīdz HIV infekcijas atklāšanā. Testsistēmas darbības princips balstīts domēna un konservatīvo gp120-41 sekvencēšanā plaša spektra HIV celmu atklāšanai.

OnSite Ātrais tests

Kataloga nr.	Produkts	Noteikšana	Paraugs	Testa rezultāts
KMD0011C*	HIV 1/2 Ab Plus Combo Rapid Test	Trīs līniju tests kopējām antivielām uz HIV-1 un 2.	S, P, A	15 min
KMD0018C	HIV Ag/Ab 4 th Gen Rapid Test	Trīs līniju tests kopējām antivielām uz HIV-1 un 2, p24 Ag	S, P, A	15 min

RecombiLISA ELISA tests

Kataloga nr.	Produkts	Noteikšana	Paraugs	Testa rezultāts
KMD0410	HIV 1+2 Ab ELISA	Kopējām antivielām uz HIV-1 un 2.	S, P	75 min
KMD0420	HIV 1+2 Ag/Ab ELISA	Kopējām antivielām uz HIV-1 un 2, p24 Ag	S, P	100 min

Pielāgojams pilnīgi automatizētām ELISA sistēmām

Positivia Ekspres diagnostikas ārējie kontroles komplekti

Kataloga nr.	Produkts	Komponentes	Savietojamība ar	Uzglabāšanas laiks
KMD0018	HIV-1 P24 Ag Rapid Test External Control Kit	Pozitīva kontrole un negatīva kontrole	KMD0018C	24 mēn.



IZPLATĪTĀJS:

SIA Kandimed, A.k. 17, Rīga 25
LV-1025, Latvija, Tālr.: 67540403

www.kandimed.lv
info@kandimed.lv

shop **Kandimed**
e-veikals

SKENĒ MANI!

